

耳かけ型補聴器の装着の仕方


耳せん 右耳

● 基本の持ち方 ●


マイク部分に入さし指

白い部分に中指

電池ホルダ部分が親指




1: 補聴器を耳に持っていく




補聴器を図のように
耳に持っていく

2: 補聴器を耳にかける



耳のつけ根に
当たったら...




補聴器を少し
後ろにずらす

3: 耳せんを耳の穴に入れる



耳せんを耳の
穴に入れる




耳せんを鼻の
方向に押す


耳かけ型補聴器の装着の仕方

耳せん 左耳


● 基本の持ち方 ●



1: 補聴器を耳に持っていく



2: 補聴器を耳にかける



3: 耳せんを耳の穴に入れる

