


● 基本の持ち方 ●

長くでているところに中指


・マイク穴の上側

・赤のしるし ● 右 に人さし指
(オプション)

取り出し用のひもがある方が親指




1: 補聴器を耳の穴の中に入れる




補聴器の先が
耳の穴の前部分に
当たる感で入れる

2: 補聴器を耳の穴の中におさまるように押し入れる




親指で押し入れる

3: 補聴器がぴったり入るところまで押す




補聴器の面の後ろ側から
引っ掛けるような感じで
自分の鼻の方向に押す

● 基本の持ち方 ●




1: 補聴器を耳の穴の中に入れる




補聴器の先が
耳の穴の前部分に
当たる感じで入れる

2: 補聴器を耳の穴の中におさまるように押し入れる



親指で押し入れる

3: 補聴器がぴったり入るところまで押す



補聴器の面の後ろ側から
引っ掛けるような感じで
自分の鼻の方向に押す