


# 上手に使うために

補聴器は耳の聞こえをお手伝いするものです。  
上手に使うことにより、いろいろな音、そして楽しいコミュニケーション  
(人と人のふれあい) を運んでくれます。

## 朝起きたら…


**1** イヤホンをつける



イヤホンコード


イヤホンコードは耳にかけると  
落ちにくくなります。

**2** 電源を入れる




電源を入れるときは、  
音を最小に。

**3** 聞きやすい大きさの音に合わせる



小さくなる → 大きくなる

● ヒント 聞きやすい目盛りの位置に  
印を付けておくと良いでしょう。



● 騒音の中では？  
(裏面をご覧ください)

● 電話で話すときは？  
(裏面をご覧ください)

## 寝る前に…



**1** 電源を切る



**2** イヤモード (耳せん) をはずし、  
汚れをふき取る



柔らかい布など


**3** 乾燥ケースなど  
に入れる




乾燥剤

● ヒント 使い終わったら汚れをふき取り、乾燥ケース  
(別売)などに入れましょう。汚れや湿気は故障や不具合  
の原因になります。

## 日中のできごと…



● テレビを見るときは？  
(裏面をご覧ください)



● それぞれの補聴器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

さあ、豊かなコミュニケーションを  
楽しみましょう。




# 楽しい生活のために

こんなときは…



## 電話で話すときは？




補聴器のマイク部を受話器に当てる。

スイッチに“T”があれば  
スイッチを“T”に切り替えると、聞きやすくなります。




## テレビを見るときは？



補聴器の音を小さくし、  
テレビのスピーカーに近づける。




## 騒音の中では？



補聴器の音を小さくし、  
相手の口もとに近づける。


N・S切替スイッチがあれば

スイッチを“S”に切り替えると、  
聞きやすくなります。



## スイッチに“T”があれば

関連機器\*をお使いになるとき、また、  
ループが敷設されている施設をご利用になるときは、補聴器のスイッチを“M(入)”から“T”の位置にすると聞きやすくなります。




### \*生活を手助けする別売の関連機器

- テレビ用 ● テレビエイド (GH-62)
  - タイループ (ML-33)
  - 電話機用 ● テレホンエイド (HL-04)
- 詳しくは販売店にご相談ください。


## ●電池を取り換えるときは

⊕と⊖を  
確かめてください。



● ヒント 予備の電池は直射日光を避け、低温低湿の温度変化の少ない場所に保管してください。  
出かけるときは、必ず予備の乾電池を持ち歩きましょう。

## ●イヤモールド(耳せん)を清潔に



● ヒント 綿棒などを使っても汚れが残るときは、ぬるま湯で洗ってください。終わったらよく拭き、乾いてからお使いください。

## ●定期的に聴力のチェックを

快適な聞こえを維持するため、定期的に耳鼻咽喉科の先生に耳の診察を受け、聴力を調べてもらいましょう。